



# サーモガーディアンAI

-非接続式サーモグラフィー体表温測定システム-

## サーモガーディアンAIの特長

- ✓ ±0.5°Cの測定精度
- ✓ AI顔認識システムにより、人物の表面温度を高精度でリアルタイムに測定
- ✓ 非接続式発熱チェック方式で検査官の感染危険性なし
- ✓ 感知時間は1秒で充分! 渋滞を起こすことなく対象者はウォークスルーでの測定が可能 (同時最大30名まで)
- ✓ 160×120の解像度の高感度センサー
- ✓ 信頼できる発熱感知アラーム
- ✓ 字幕、イメージ挿入、画面分割、縦・横画面对応



±0.5°C  
の測定精度



最大30人の  
対象者は止ま  
ることなく  
同時に検査



AI分析のアル  
ゴリズムによ  
る顔及び動線認識



防水防塵の  
IP66認証



カーディオメディックス株式会社



### 製品詳細

構成	サーモカメラ+スタンド+ 40 inchディスプレイ※1 +運営サーバ用STB
最大画像度	160 × 120 (出力画像の解像度は320 × 240)
NETD	40mK (25°C)未満, F# = 1.1
レンズ(焦点距離)	3/6mm thermal lens , 4/6mm optical lens
	Support thermal and optical image fusion
測定温度範囲	30°C~+45°C (測定精度 ±0.5°C)
人物測定可否	体表温度測定
SIZE	横 740mm × 幅 475mm × 縦 2000mm
オプション	モバイルストリーミング

※1 モニターサイズは仕入れ状況により多少変更がありますのでご了承下さい。(最小サイズを記載しております)  
 ※商品の発送について 部品の入荷状況により商品の発送が遅れる場合がありますのでご了承ください。

販売元



カーディオメディックス株式会社

〒700-0955 岡山県岡山市南区万倍155-3

TEL 086-242-6010 FAX 086-246-6070

ホームページ <https://cardiomedics.co.jp/>

代理店