


ライフスタイルの変化により発熱測定は必須!

ヒュージョンの

GUARD-19HV

体表チェックを
行いませんか



GUARD-19HV の機能特徴



誤差率±0.3℃0.5



1秒以内測定



マスク
着用チェック



検証されたセキュリ
ティソリューション



出入認証と
簡易型勤怠管理機能

GUARD-19HV のサポート



- ✓ AI顔認識技術により写真イメージと実際人物の判別
- ✓ 顔認識に加えて、顔トラッキング技術活用
- ✓ セキュリティソリューション搭載により情報暗号化実現
- ✓ 遠隔アラーム採用により常駐人員を削減して運営可能
- ✓ 本体パネルで設定可能
- ✓ 案内用パネル付き
- ✓ キャスター付きで移動が楽
- ✓ 担当者にメール送信可能(オプション)

ヒュージョンの GUARD-19HV の外観特徴




画面角度が
変えられます




案内用パネル



移動が便利な
キャスター付き



警告が分かりやすい
裏面のLED装着



スリムなデザインの
スタンド



優れた機能性が
あなたを守ります

製品スペック

画面	7インチ IPS LCD Touch Screen(1920×1080)
保存	5万件の人物の顔、監視対象者の写真を10万件まで保存可能
認識率	99%
認識速度	0.2秒
マスク認識	着用可否の判別
感知距離	0.3M ~ 2.0M
測定温度	30℃~45℃(人体用センサー)
測定誤差率	±0.3°0.5℃
interface	RJ45, RS-485, Wiegand, Lock output, Exit button Door contact input, IO in/output, Tamper
アラーム機能	画面案内、警告LED、音声案内、お知らせアラーム
サイズ及び重さ	35cm×35cm×130cm、約13kg